



Puntali per pipette, Eppendorf Combitip

Eppendorf AG

Puntali per pipette, Eppendorf Combitip advanced®.



Code	Description	Packaging
LLG04668759	Combitips advanced, Capacità 5 ml, Codice colore blu	400 pz.
LLG04668762	Combitips advanced, Capacità 50 ml, Codice colore grigio chiaro	400 pz.
LLG04668754	Combitips advanced, Capacità 0,1ml, Codice colore bianco	400 pz.
LLG04668757	Combitips advanced, Capacità 1 ml, Codice colore giallo	400 pz.
LLG04668766	Combitips advanced Biopur, Capacità 1 ml, Codice colore giallo	400 pz.
LLG04668755	Combitips advanced, Capacità 0,2 ml, Codice colore azzurro	400 pz.
LLG04668764	Combitips advanced Biopur, Capacità 0,2 ml, Codice colore azzurro	400 pz.
LLG04668756	Combitips advanced, Capacità 0,5 ml, Codice colore viola	400 pz.
LLG04668758	Combitips advanced, Capacità 2,5 ml, Codice colore verde	400 pz.
LLG04668760	Combitips advanced, Capacità 10 ml, Codice colore arancione	400 pz.
LLG04668769	Combitips advanced Biopur, Capacità 10 ml, Codice colore arancione	400 pz.
LLG04668761	Combitips advanced, Capacità 25 ml, Codice colore rosso	400 pz.
LLG04668763	Combitips advanced Biopur, Capacità 0,1 ml, Codice colore bianco	400 pz.
LLG04668765	Combitips advanced Biopur, Capacità 0,5 ml, Codice colore viola	400 pz.
LLG04668767	Combitips advanced Biopur, Capacità 2,5 ml, Codice colore verde	400 pz.
LLG04668768	Combitips advanced Biopur, Capacità 5 ml, Codice colore blu	400 pz.
LLG04668770	Combitips advanced Biopur, Capacità 25 ml, Codice colore rosso	400 pz.
LLG04668771	Combitips advanced Biopur, Capacità 50 ml, Codice colore grigio chiaro	400 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

