



Etichette Tough-Tags®

Etichette Tough-Tags®. Resistenti a temperature da -40°C a +121°C. Le etichette Tough-Tags® resistono in bagni ad acqua bollente, autoclavaggi e moderate temperature di congelamento. Etichette chimicamente inerti che resistono a molti solventi organici ed agenti caustici. Aderiscono a molte plastiche, vetri e metalli senza rotture, spelamenti e degradamenti. Sono perfettamente dimensionate per adattarsi a provette per microcentrifuga ed altri contenitori in laboratorio. Le provette etichettate con Tough-Tags entrano ed escono facilmente nei rotori delle centrifughe, senza attrito.



Code	Description	Packaging
LLG09100041	Etichette Tough-Tags, 33x13 mm, colore blu, per provette 1,5/2,0ml	1000 pz
LLG09100046	Etichette Tough-Tags, 24x13 mm, colore blu, per provette 0,5ml	1000 pz
LLG09100042	Etichette Tough-Tags, 33x13 mm, colore verde, per provette 1,5/2,0ml	1000 pz
LLG09100047	Etichette Tough-Tags, 24x13 mm, colore verde, per provette 0,5ml	1000 pz
LLG09100043	Etichette Tough-Tags, 33x13 mm, colore rosso, per provette 1,5/2,0ml	1000 pz
LLG09100048	Etichette Tough-Tags, 24x13 mm, colore rosso, per provette 0,5ml	1000 pz
LLG09100040	Etichette Tough-Tags, 33x13 mm, colore bianco, per provette 1,5/2ml	1000 pz
LLG09100045	Etichette Tough-Tags, 24x13 mm, colore bianco, per provette 0,5ml	1000 pz
LLG09100050	Etichette Tough-Tags, 38x6 mm, colore bianco, per provette micropiastre	1000 pz
LLG09100051	Etichette Tough-Tags, 21x7 mm, colore bianco, per provette provette PCR	1500 pz
LLG09100052	Etichette Tough-Tags, 38x19 mm, colore bianco, per provette uso generale	1000 pz
LLG09100044	Etichette Tough-Tags, 33x13 mm, colore giallo, per provette 1,5/2,0ml	1000 pz
LLG09100049	Etichette Tough-Tags, 24x13 mm, colore giallo, per provette 0,5ml	1000 pz



