

**Forni per incenerimento LV 3/11 - LVT 15/11****Nabertherm**

Forni per incenerimento LV 3/11 - LVT 15/11. I modelli LV 3/11 - LVT 15/11 sono particolarmente adatti per incenerimento in laboratorio. Una presa d'aria e uno scarico speciali consentono di scaricare l'aria più di 6 volte al minuto. L'aria in entrata viene preriscaldata per assicurare una buona uniformità di temperatura.

- Temp. max. 1100°C.
- Riscaldamento da due lati tramite piastre riscaldanti in ceramica.
- Piatte riscaldanti in ceramica con elementi riscaldanti integrali che sono salvaguardati contro fumi e spruzzi, e facili da sostituire.
- Modulo di lunga durata, ad alta prestazione, in fibra sottovuoto.
- Esterno in lamiera di acciaio inossidabile strutturato.
- Corpo a doppia parete per stabilità e bassa temperatura esterna.
- Con porta opzionale a ribalta (LV) che può essere utilizzata come piattaforma di lavoro o con porta sollevabile (LVT) che ha la parte calda della porta lontana dall'utilizzatore.
- Relè a tatto solido che consente funzionamento silenzioso.
- Più di 6 cambi d'aria al minuto.
- Buona uniformità di temperatura grazie al pre-riscaldamento dell'aria entrante.
- Connettore standard 230V 1/N/PE 50/60 Hz.



Code	Description	Packaging
LLG06321353	Forni di incenerimento LV 3/11 - LVT 15/11, Tipo/Controller LV 15/11/B510, Capacità 15 litri, Dim. esterne (L x P x H) 415 x 585 x 845 mm, Dim. interne (L x P x H) 230 x 340 x 170 mm, Potenza 3,5 kWatt	1 pz
LLG06228436	Forno per incenerimento Controller LV 5/11/B180, 5 L, 2,4 kW	1 pz.
LLG09764580	Forno per incenerimento Controller LVT 5/11/B180, 5 L, 2,4 kW	1 pz.
LLG06235585	Forno per incenerimento Controller LV 15/11/B180, 15 L, 3,6 kW	1 pz.
LLG06235610	Forno per incenerimento Controller LVT 15/11/P330, 15 L, 3,6 kW	1 pz.
LLG06235611	Forno per incenerimento Controller LVT 15/11/B180, 15 L, 3,6 kW	1 pz.
LLG09764577	Forno per incenerimento Controller LV 15/11/P330, 15 L, 3,6 kW	1 pz.
LLG06239505	Forno per incenerimento Controller LV 3/11/B180, 3 L, 1,2 kW	1 pz.
LLG09764575	Forno per incenerimento Controller LV 3/11/P330, 3 L, 1,2 kW	1 pz.
LLG09764578	Forno per incenerimento Controller LVT 3/11/B180, 3 L, 1,2 kW	1 pz.
LLG09764579	Forno per incenerimento Controller LVT 3/11/P330, 3 L, 1,2 kW	1 pz.
LLG06233889	Forno per incenerimento Controller LV 5/11/P330, 5 L, 2,4 kW	1 pz.
LLG06256163	Forno per incenerimento Controller LVT 5/11/P330, 5 L, 2,4 kW	1 pz.
LLG06204399	Forno per incenerimento Controller LV 9/11/B180, 9 L, 3 kW	1 pz.
LLG06232352	Forno per incenerimento Controller LVT 9/11/B180, 9 L, 3 kW	1 pz.
LLG06255458	Forno per incenerimento Controller LVT 9/11/P330, 9 L, 3 kW	1 pz.
LLG09764576	Forno per incenerimento Controller LV 9/11/P330, 9 L, 3 kW	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

