



## Guanti in lattice Marigold G43Y, lattice di nitrile

Guanti in lattice Marigold G43Y, lattice di nitrile. Guanto in lattice con rivestimento in nitrile. Speciale trattamento antiscivolo . Rivestimento interno in cotone. Conf. 1 paio. Cat. III



| Code        | Description                                                              | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06284250 | Scatole criogeniche, per prov. 1,5/2,0ml, bianco, 125x125x49mm, posti 81 | 10 pz.    |
| LLG06284251 | Scatole criogeniche, per prov. 1,5/2,0ml, blu, 125x125x49mm, posti 81    | 10 pz.    |
| LLG06284252 | Scatole criogeniche, per prov. 1,5/2,0ml, verde, 125x125x49mm, posti 81  | 10 pz.    |
| LLG06284253 | Scatole criogeniche, per prov. 1,5/2,0ml, viola, 125x125x49mm, posti 81  | 10 pz.    |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

