

**Disinfettante per mani Softa-Man® / ViscoRub****B. Braun**

Disinfettante per mani Softa-Man® / ViscoRub. Soluzione alcolica pronta, per la disinfezione delle mani. Agisce contro batteri incl. TbB, funghi, virus lipofilici inclusi HBV e HIV, rota virus. Azione sicura immediata e duratura nel tempo. I componenti curativi e le sostanze nutritive con cui è prodotto lo rendono compatibile alle pelli delicate. Dermatologicamente testato. Compreso nel DGHM e BGA. Per pelli normali e secche Softa-Man® ViscoRub: soluzione alcolica pronta all'uso con consistenza viscosa per pelli normali e sensibili. Presente nel DGHM/VAH ed anche nelle liste IHO-virucida. Usare disinfettanti con precauzione. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09191213 | Disinfettante per mani Softa-Man®/ ViscoRub, capacità 1000 ml, in soluzione, confezionamento in bottiglia | 1 pz |
| LLG09191215 | Disinfettante per mani SOFTA-MAN, tanica capacità 5000 ml | 1 pz |
| LLG09191216 | Disinfettante ViscoRub, dispenser capacità 1000 ml | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

