

**Disinfettante per mani Softa-Man® / ViscoRub****B. Braun**

Disinfettante per mani Softa-Man® / ViscoRub. Soluzione alcolica pronta, per la disinfezione delle mani. Agisce contro batteri incl. TbB, funghi, virus lipofilici inclusi HBV e HIV, rota virus. Azione sicura immediata e duratura nel tempo. I componenti curativi e le sostanze nutritive con cui è prodotto lo rendono compatibile alle pelli delicate. Dermatologicamente testato. Compreso nel DGHM e BGA. Per pelli normali e secche Softa-Man® ViscoRub: soluzione alcolica pronta all'uso con consistenza viscosa per pelli normali e sensibili. Presente nel DGHM/VAH ed anche nelle liste IHO-virucida. Usare disinfettanti con precauzione. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.



Code	Description	Packaging
LLG09191213	Disinfettante per mani Softa-Man®/ ViscoRub, capacità 1000 ml, in soluzione, confezionamento in bottiglia	1 pz
LLG09191215	Disinfettante per mani SOFTA-MAN, tanica capacità 5000 ml	1 pz
LLG09191216	Disinfettante ViscoRub, dispenser capacità 1000 ml	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

