



Centrifuga 5427R

Eppendorf

Centrifuga 5427R. Elevato rendimento, massima efficienza. In caso di trattamento di un numero elevato di campioni molte centrifughe iniziano a mostrare i propri limiti, non è il caso della centrifuga 5427 R: con un innovativo rotore a 48 posti, questo modello soddisfa in modo sicuro e affidabile i più severi requisiti di efficienza per centrifugazioni rapide. Il sistema di comando e il design intuitivo offrono un netto miglioramento del comfort per l'utente e favoriscono il processo lavorativo. La centrifuga 5427 R rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni di ricerca high-end. Questa microcentrifuga si distingue inoltre per l'innovativa tecnologia del compressore. Nel rispetto di principi ecologici, questo apparecchio controlla in modo preciso la temperatura dei campioni, preparandoli poi in modo ottimale per l'analisi.

Caratteristiche del prodotto:

- Nuovo rotore a 48 posti che riduce notevolmente il dispendio di tempo richiesto dalle operazioni di routine quotidiane
- Cicli di centrifugazione rapida mediante la funzione short spin con numero di giri preselezionabile
- Sistema Eppendorf QuickLock® per aprire e chiudere velocemente il coperchio del rotore
- Funzionamento molto silenzioso grazie all'impiego di un sistema di isolamento acustico ottimizzato
- Funzione FastTemp™ per un rapido preraffreddamento della centrifuga: es. da 23 °C a 4 °C in soli 11 minuti
- La funzione di raffreddamento permanente mantiene costante la temperatura al termine del ciclo, conservando così i campioni freddi anche in questa fase
- In alternativa al raffreddamento permanente: funzione di spegnimento ECO del compressore (impostabile dopo 1, 2, 4 o 8 ore di non utilizzo) per un minore consumo di energia



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09776766 | Centrifuga 5427R con rotore FA-45-30-11 | 1 pz. |
| LLG09776765 | Centrifuga 5427R con rotore FA-45-48-11 | 1 pz. |
| LLG09776764 | Centrifuga 5427R con manopole | 1 pz. |
| LLG09776786 | Rotore ad angolo fisso FA-45-30-11 | 1 pz. |
| LLG09776787 | Rotore ad angolo fisso FA-45-48-11 | 1 pz. |
| LLG09776788 | Rotore ad angolo fisso FA-45-24-11-Kit | 1 pz. |
| LLG09776789 | Rotore ad angolo fisso F-45-30-11 | 1 pz. |
| LLG09776790 | Rotore ad angolo fisso F-45-48-11 | 1 pz. |
| LLG09776791 | Rotore ad angolo fisso F-45-48-5-PCR | 1 pz. |
| LLG09776792 | Rotore oscillante S-24-11-AT | 1 pz. |
| LLG09776785 | Rotore ad angolo fisso FA-45-24-11 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

