

**Rivelatore di mancanza di alimentazione****LLG Labware**

Rivelatore di mancanza di alimentazione.

- Immediato segnale acustico e visivo
- Rapporto di allarme anche per corte mancanze di corrente o per un periodo di almeno 12 ore (può essere spento manualmente)
- La copertura di sicurezza del cavo offre protezione nel caso la spina venga tirata accidentalmente
- Massima potenza totale del dispositivo collegato 3500W potenza alimentazione 230V, 50Hz
- Adatto per prese Europee
- Massima potenza 16 A
- Con batteria interna

Fornitura: 1 x rivelatore mancanza alimentazione, 2 x tappi di sicurezza per spina, 2 x viti



Code	Description	Packaging
LLG06255819	Rivelatore per mancanza di alimentazione	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

