

**Celle per misure di assorbimento, range-UV****Hellma Analytics**

Celle per misure di assorbimento, range-UV. Range lunghezza d'onda: 200nm - 2500nm. Materiale ottico: quarzo SUPRASIL®.



Code	Description	Packaging
LLG09190965	Cuvetta ultramicro, corso ottico 10mm, 120 µl, tappo PE	1 pz.
LLG09190968	Cuvetta ultramicro, corso ottico 10mm, 120 µl, tappo PE	1 pz.
LLG06250017	Cuvetta semi-micro, corso ottico 10mm, 1ml, tappo PTFE	1 pz.
LLG06800224	Cuvetta semi-micro, corso ottico 10mm, 1000µl, tappo PTFE *	1 pz.
LLG09144372	Cuvetta semi-micro, corso ottico 10mm, 1,4ml, tappo PTFE*	1 pz.
LLG09144460	Cuvetta semi-micro, corso ottico 10mm, 1,4ml, tappo PTFE	1 pz.
LLG09144490	Cuvetta semi-micro, corso ottico 10mm, 1,4ml, tappo PTFE *	1 pz.
LLG09144730	Cuvetta semi-micro, corso ottico 10mm, 1,4ml, tappo PTFE	1 pz.
LLG09144240	Cuvetta macro, corso ottico 40mm, 14000 µl, tappo PTFE	1 pz.
LLG06080235	Cuvetta semi-micro, corso ottico 10mm, 1500µl, tappo PTFE***	1 pz.
LLG09190966	Cuvetta ultramicro, corso ottico 10mm, 180 µl, tappo PE	1 pz.
LLG09190969	Cuvetta ultramicro, corso ottico 10mm, 180 µl, tappo PE	1 pz.
LLG09144205	Cuvetta macro, corso ottico 5mm, 1750 µl, tappo PTFE	1 pz.
LLG09144605	Cuvetta macro, corso ottico 5mm, 1750 µl, tappo PTFE	1 pz.
LLG09144250	Cuvetta macro, corso ottico 50mm, 17500 µl, tappo PTFE	1 pz.
LLG09144201	Cuvetta macro, corso ottico 1mm, 350 µl, tappo-vetro	1 pz.
LLG09144601	Cuvetta macro, corso ottico 1mm, 350 µl, tappo PTFE	1 pz.
LLG06222584	Cuvetta macro, corso ottico 10mm, 3,5ml tubo Ø8mm ugello 80mm	1 pz.
LLG06801219	Cuvetta macro, corso ottico 10mm, 3,5ml, tappo a vite **	1 pz.
LLG09144210	Cuvetta macro, corso ottico 10mm, 3500 µl, tappo PTFE	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09144610	Cuvetta macro, corso ottico 10mm, 3500 µl, tappo PTFE	1 pz.
LLG06088125	Cuvetta macro, corso ottico 100mm, 35000µl, tappo PTFE	1 pz.
LLG09144385	Cuvetta micro, corso ottico 10mm, 400 µl, tappo PTFE*	1 pz.
LLG09144758	Cuvetta micro, corso ottico 10mm, 400 µl, tappo PTFE	1 pz.
LLG09144156	Cuvetta ultramicro, corso ottico, 10mm, 10µl, aperta sopra, puntale pipetta	1 pz.
LLG09144157	Cuvetta ultramicro, corso ottico, 10mm, 10µl, aperta sopra, puntale pipetta	1 pz.
LLG09190964	Cuvetta ultramicro, corso ottico 10mm, 70 µl, tappo PE	1 pz.
LLG09190967	Cuvetta ultramicro, corso ottico 10mm, 70 µl, tappo PE	1 pz.
LLG06076641	Cuvetta micro, corso ottico 10mm, 500µl, tappo PTFE*	1 pz.
LLG06084722	Cuvetta micro, corso ottico 10mm, 500µl, tappo PTFE	1 pz.
LLG09144202	Cuvetta macro, corso ottico 2mm, 700 µl, tappo-vetro	1 pz.
LLG09144602	Cuvetta macro, corso ottico 2mm, 700 µl, tappo PTFE	1 pz.
LLG09144751	Cuvetta micro, corso ottico 10mm, 700 µl, tappo PTFE	1 pz.
LLG09144756	Cuvetta micro, corso ottico 10mm, 700 µl, tappo PTFE*	1 pz.
LLG09144220	Cuvetta macro, corso ottico 20mm, 7000 µl, tappo PTFE	1 pz.
LLG09144465	Cuvetta semi-micro, corso ottico 50mm, 7ml, tappo PTFE	1 pz.
LLG09144620	Cuvetta macro, corso ottico 20mm, 7000 µl, tappo PTFE	1 pz.
LLG06076639	Cuvetta semi-micro, corso ottico 10mm, 1400µl, tappo a vite**	1 pz.
LLG06200921	Cuvetta macro, corso ottico 100mm, 35000µl, 2 tappi PTFE	1 pz.
LLG09144650	Cuvetta macro, corso ottico 50mm, 17500 µl, 2 tappi PTFE	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

