



**Celle per misure di assorbimento, range-UV**

**Hellma Analytics**

Celle per misure di assorbimento, range-UV. Range lunghezza d'onda: 200nm - 2500nm.  
Materiale ottico: quarzo SUPRASIL®.



| Code        | Description                                                   | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09190965 | Cuvetta ultramicro, corso ottico 10mm, 120 µl, tappo PE       | 1 pz.     |
| LLG09190968 | Cuvetta ultramicro, corso ottico 10mm, 120 µl, tappo PE       | 1 pz.     |
| LLG06250017 | Cuvetta semi-micro, corso ottico 10mm, 1ml, tappo PTFE        | 1 pz.     |
| LLG06800224 | Cuvetta semi-micro, corso ottico 10mm, 1000µl, tappo PTFE *   | 1 pz.     |
| LLG09144372 | Cuvetta semi-micro, corso ottico 10mm, 1,4ml, tappo PTFE*     | 1 pz.     |
| LLG09144460 | Cuvetta semi-micro, corso ottico 10mm, 1,4ml, tappo PTFE      | 1 pz.     |
| LLG09144490 | Cuvetta semi-micro, corso ottico 10mm, 1,4ml, tappo PTFE *    | 1 pz.     |
| LLG09144730 | Cuvetta semi-micro, corso ottico 10mm, 1,4ml, tappo PTFE      | 1 pz.     |
| LLG09144240 | Cuvetta macro, corso ottico 40mm, 14000 µl, tappo PTFE        | 1 pz.     |
| LLG06080235 | Cuvetta semi-micro, corso ottico 10mm, 1500µl, tappo PTFE***  | 1 pz.     |
| LLG09190966 | Cuvetta ultramicro, corso ottico 10mm, 180 µl, tappo PE       | 1 pz.     |
| LLG09190969 | Cuvetta ultramicro, corso ottico 10mm, 180 µl, tappo PE       | 1 pz.     |
| LLG09144205 | Cuvetta macro, corso ottico 5mm, 1750 µl, tappo PTFE          | 1 pz.     |
| LLG09144605 | Cuvetta macro, corso ottico 5mm, 1750 µl, tappo PTFE          | 1 pz.     |
| LLG09144250 | Cuvetta macro, corso ottico 50mm, 17500 µl, tappo PTFE        | 1 pz.     |
| LLG09144201 | Cuvetta macro, corso ottico 1mm, 350 µl, tappo-vetro          | 1 pz.     |
| LLG09144601 | Cuvetta macro, corso ottico 1mm, 350 µl, tappo PTFE           | 1 pz.     |
| LLG06222584 | Cuvetta macro, corso ottico 10mm, 3,5ml tubo Ø8mm ugello 80mm | 1 pz.     |
| LLG06801219 | Cuvetta macro, corso ottico 10mm, 3,5ml, tappo a vite **      | 1 pz.     |
| LLG09144210 | Cuvetta macro, corso ottico 10mm, 3500 µl, tappo PTFE         | 1 pz.     |



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09144610 | Cuvetta macro, corso ottico 10mm, 3500 µl, tappo PTFE                       | 1 pz.     |
| LLG06088125 | Cuvetta macro, corso ottico 100mm, 35000µl, tappo PTFE                      | 1 pz.     |
| LLG09144385 | Cuvetta micro, corso ottico 10mm, 400 µl, tappo PTFE*                       | 1 pz.     |
| LLG09144758 | Cuvetta micro, corso ottico 10mm, 400 µl, tappo PTFE                        | 1 pz.     |
| LLG09144156 | Cuvetta ultramicro, corso ottico, 10mm, 10µl, aperta sopra, puntale pipetta | 1 pz.     |
| LLG09144157 | Cuvetta ultramicro, corso ottico, 10mm, 10µl, aperta sopra, puntale pipetta | 1 pz.     |
| LLG09190964 | Cuvetta ultramicro, corso ottico 10mm, 70 µl, tappo PE                      | 1 pz.     |
| LLG09190967 | Cuvetta ultramicro, corso ottico 10mm, 70 µl, tappo PE                      | 1 pz.     |
| LLG06076641 | Cuvetta micro, corso ottico 10mm, 500µl, tappo PTFE*                        | 1 pz.     |
| LLG06084722 | Cuvetta micro, corso ottico 10mm, 500µl, tappo PTFE                         | 1 pz.     |
| LLG09144202 | Cuvetta macro, corso ottico 2mm, 700 µl, tappo-vetro                        | 1 pz.     |
| LLG09144602 | Cuvetta macro, corso ottico 2mm, 700 µl, tappo PTFE                         | 1 pz.     |
| LLG09144751 | Cuvetta micro, corso ottico 10mm, 700 µl, tappo PTFE                        | 1 pz.     |
| LLG09144756 | Cuvetta micro, corso ottico 10mm, 700 µl, tappo PTFE*                       | 1 pz.     |
| LLG09144220 | Cuvetta macro, corso ottico 20mm, 7000 µl, tappo PTFE                       | 1 pz.     |
| LLG09144465 | Cuvetta semi-micro, corso ottico 50mm, 7ml, tappo PTFE                      | 1 pz.     |
| LLG09144620 | Cuvetta macro, corso ottico 20mm, 7000 µl, tappo PTFE                       | 1 pz.     |
| LLG06076639 | Cuvetta semi-micro, corso ottico 10mm, 1400µl, tappo a vite**               | 1 pz.     |
| LLG06200921 | Cuvetta macro, corso ottico 100mm, 35000µl, 2 tappi PTFE                    | 1 pz.     |
| LLG09144650 | Cuvetta macro, corso ottico 50mm, 17500 µl, 2 tappi PTFE                    | 1 pz.     |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

