

**Celle per misure di assorbimento, a flusso, range-UV****Hellma Analytics**

Celle per misure di assorbimento, a flusso, range-UV. Range Lunghezza d'onda: 200nm - 2500nm. Materiale ottico: quarzo SUPRASIL®.



Code	Description	Packaging
LLG07601951	Cuvetta corso ottico 10 mm 80 µl est.12,5x12,5x35 mm, h centro 8,5 mm	1 pz.
LLG06206587	Cuvetta corso ottico 0,2 mm 12 µl est.12,5x12,5x35 mm	1 pz.
LLG06052902	Cuvetta corso ottico 1 mm 120 µl est.12,5x12,5x35 mm	1 pz.
LLG09144663	Cuvetta micro, corso ottico 2 mm, 124 µl, 2 terminali a vite*	1 pz.
LLG06059697	Cuvetta corso ottico 5 mm 195 µl est.12,5x12,5x35 mm, h centro 15 mm	1 pz.
LLG06300696	Cuvetta corso ottico 5 mm 195 µl est.12,5x12,5x35 mm, h centro 8,5 mm	1 pz.
LLG06231336	Cuvetta corso ottico 50 mm 1950 µl est.12,5x52,5x35 mm, h centro 15 mm	1 pz.
LLG06080156	Cuvetta corso ottico 50 mm 2250 µl est.12,5x52,5x45 mm, h centro 15 mm	1 pz.
LLG06242811	Cuvetta corso ottico 50 mm 2250 µl est.12,5x52,5x38,5 mm, h centro 8,5 mm	1 pz.
LLG06201456	Cuvetta corso ottico 2 mm 240 µl est.12,5x12,5x35 mm	1 pz.
LLG07920095	Cuvetta corso ottico 1 mm 260 µl est.12,5x3,5x45 mm	1 pz.
LLG06073105	Cuvetta corso ottico 10 mm 2600 µl est.12,5x12,5x45 mm	1 pz.
LLG09144662	Cuvetta micro, corso ottico 0,5 mm, 31 µl, 2 terminali a vite*	1 pz.
LLG06056433	Cuvetta corso ottico 10 mm 3200 µl est.12,5x12,5x45 mm	1 pz.
LLG09144666	Cuvetta semi-micro, corso ottico 10 mm, 390 µl, 2 terminali a vite*	1 pz.
LLG09144667	Cuvetta semi-micro, corso ottico 10 mm, 390 µl, 2 terminali a vite*	1 pz.
LLG06051845	Cuvetta corso ottico 10 mm 450 µl est.12,5x12,5x45 mm, h centro 15 mm	1 pz.
LLG09144660	Cuvetta micro, corso ottico 0,1 mm, 6 µl, 2 terminali a vite*	1 pz.
LLG09144664	Cuvetta micro, corso ottico 1 mm, 62 µl, 2 terminali a vite*	1 pz.
LLG06072360	Cuvetta corso ottico 10 mm 750 µl est.12,5x12,5x38,5 mm, h centro 8,5 mm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG06201457	Cuvetta corso ottico 10 mm 750 µl est.12,5x12,5x45 mm, h centro 15 mm	1 pz.
LLG06059972	Cuvetta corso ottico 10 mm 80 µl est.12,5x12,5x38,5 mm, h centro 8,5 mm	1 pz.
LLG06300086	Cuvetta corso ottico 10 mm 80 µl est.12,5x12,5x35 mm, h centro 15 mm	1 pz.
LLG06053838	Cuvetta corso ottico 10 mm 160 µl est.12,5x12,5x35 mm, h centro 15 mm	1 pz.
LLG06058130	Cuvetta corso ottico 10 mm 160 µl est.12,5x12,5x35 mm, h centro 8,5 mm	1 pz.
LLG06072285	Cuvetta corso ottico 10 mm 1500 µl est.12,5x12,5x48 mm	1 pz.
LLG06242812	Cuvetta corso ottico 50 mm 1950 µl est.12,5x52,5x35 mm, h centro 8,5 mm	1 pz.
LLG07616257	Cuvetta corso ottico 50 mm 370 µl est.12,5x52,5x45 mm, h centro 15 mm	1 pz.
LLG07654694	Cuvetta corso ottico 50 mm 370 µl est.12,5x52,5x38,5 mm, h centro 8,5 mm	1 pz.
LLG06802496	Cuvetta corso ottico 10 mm 80 µl est.12,5x12,5x45 mm, h centro 15 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

