

**Celle per misure in fluorescenza, range-UV****Hellma Analytics**

Celle per misure in fluorescenza, range-UV. Range lunghezza d'onda: 200nm - 2500nm. Materiale ottico: quarzo SUPRASIL®.



Code	Description	Packaging
LLG06051579	Cuvetta corso ottico 10x2 mm est.12,5x12,5x45 mm, h centro 15 mm	1 pz.
LLG06250225	Cuvetta corso ottico 1,5x1,5 mm est.12,5x12,5x45 mm, h centro 15 mm	1 pz.
LLG09144391	Cuvetta ultramicro, corso ottico 3x3mm tappo PE 3 finestre, h centro 15mm	1 pz.
LLG06081483	Cuvetta corso ottico 10x2 mm est.12,5x12,5x45 mm, h centro 20 mm	1 pz.
LLG06093874	Cuvetta corso ottico 10x4 mm est.12,5x12,5x45 mm, h centro 20 mm	1 pz.
LLG06055271	Cuvetta corso ottico 10x10 mm est.12,5x12,5x56 mm	1 pz.
LLG06075980	Cuvetta corso ottico 5x5 mm est.7,5x7,5x45 mm	1 pz.
LLG06080511	Cuvetta corso ottico 10x4 mm est.12,5x12,5x49,5 mm	1 pz.
LLG06200894	Cuvetta corso ottico 5x5 mm est.6,9x6,9x33,5 mm	1 pz.
LLG06204497	Cuvetta corso ottico 10x10 mm est.12,5x12,5x49,5 mm	1 pz.
LLG06222630	Cuvetta corso ottico 10x4 mm est.12,5x12,5x56 mm	1 pz.
LLG06302645	Cuvetta corso ottico 10x10 mm est.12,5x12,5x40 mm	1 pz.
LLG06801662	Cuvetta corso ottico 10x10 tol. $\pm 0,2$ mm est.12,5x12,5x40 mm	1 pz.
LLG07638526	Cuvetta corso ottico 10x20 mm est.12,5x22,5x45 mm	1 pz.
LLG09144390	Cuvetta ultramicro, corso ottico 3x3mm tappo PE 3 finestre, h centro 8,5mm	1 pz.
LLG09144759	Cuvetta micro, corso ottico 10x2mm, tappo PTFE	1 pz.
LLG09144761	Cuvetta macro, corso ottico 10x10mm, tappo PTFE, 4 finestre	1 pz.
LLG09144771	Cuvetta macro, corso ottico 10x10mm, tappo PTFE, 4 finestre	1 pz.
LLG09144781	Cuvetta semi-micro, corso ottico 10x4mm, tappo PTFE	1 pz.
LLG09144791	Cuvetta semi-micro, corso ottico 10x4mm, tappo PTFE	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09144801	Cuvetta micro, corso ottico 10x2mm, tappo PTFE	1 pz.
LLG09144811	Cuvetta ultramicro, corso ottico 3x3mm, 5 finestre	1 pz.
LLG07200073	Cuvetta corso ottico 5x5 mm est.7,5x7,5x46 mm	1 pz.
LLG06510380	Cuvetta corso ottico 10x2 mm est.12,5x12,5x45 mm, h centro 8,5 mm	1 pz.
LLG07606579	Cuvetta corso ottico 1,5x1,5 mm est.12,5x12,5x45 mm, h centro 8,5 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

