

**Bagni ad ultrasuoni Sonorex Super RK 106****Bandelin**

Bagni ad ultrasuoni Sonorex Super RK 106. Bagni ad ultrasuoni per pulizia di 1 setaccio con diametro 200 mm. Vasca: acciaio inossidabile. Esterno: acciaio inossidabile antigocciolamento. Uscita: valvola a sfera, lato destro. Grado di protezione: IP 32. Timer: 1 - 15 min ed infinito.



Code	Description	Packaging
LLG09877105	Bagni a ultrasuoni SONOREX tipo RK 106, per 1 setaccio cavo-UK	1 pz.
LLG09877106	Bagni a ultrasuoni SONOREX SUPER, RK 106*, dim. int. 130x240* mm, 5,60 L	1 pz.
LLG09877107	Bagni a ultrasuoni SONOREX tipo RK 106, per 1 setaccio cavo-CH	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

