



Raccordi e ferrule per tappi di sicurezza SafetyCaps / SafetyWasteCaps

Scat

Raccordi e ferrule per tappi di sicurezza SafetyCaps / SafetyWasteCaps.
Raccordi con ferrule integrate per SafetyCaps e SafetyWasteCaps. Le parti non
in uso possono essere chiuse con un tappo.



Code	Description	Packaging
LLG09042891	Raccordi per capillari Ø est. 3,2mm, UNF 1/4" 28G, in PFA, nero	5 pz.
LLG09042892	Raccordi per capillari Ø est. 3,2mm, UNF 1/4" 28G, in PFA, blu	5 pz.
LLG06241792	Raccordi per capillari Ø est. 1,6mm, UNF 1/4" 28G, in PFA, verde	5 pz.
LLG09139890	Tappo cieco per Ø 1,6/2,3/3,2 mm AD, UNF 1/4" 28G, in PTFE, neutro	10 pz.
LLG06255961	Raccordi per capillari Ø est. 2,3mm, UNF 1/4" 28G, in PFA, violetto	5 pz.
LLG04005444	Raccordi per capillari Ø est. 1,6mm, UNF 1/4" 28G, in PTFE, bianco	10 pz.
LLG04005445	Raccordi per capillari Ø est. 2,3mm, UNF 1/4" 28G, in PTFE, bianco	10 pz.
LLG04005446	Raccordi per capillari Ø est. 3,2mm, UNF 1/4" 28G, in PTFE, bianco	10 pz.
LLG04005447	Raccordi per capillari Ø est. 6,35mm (1/4"), NPT 1/8", in PTFE, bianco	1 pz.
LLG04005448	Raccordi per capillari Ø est. 4,76mm (3/16"), UNF 5/16"-24, in PTFE, bianco	1 pz.
LLG04005880	Tappo cieco per capillari Ø est. 4,76mm, UNF 5/16"-24, in PTFE, bianco	10 pz.
LLG04005883	Tappo cieco per capillari e tubi Ø est. 6,35mm, NPT 1/8", in PTFE, bianco	1 pz.
LLG04005945	Tappo cieco per capillari Ø est. 4,76mm, UNF 5/16"-24, in PFA, bianco	5 pz.
LLG04005504	Tappo cieco per connessioni capillari, GL14, in PTFE/VITON, bianco/nero	1 pz.
LLG09042893	Raccordi per capillari Ø est. 3,2mm, UNF 1/4" 28G, in PFA, giallo	5 pz.
LLG07639112	Raccordi per capillari Ø est. 3,2mm, UNF 1/4" 28G, in PFA, rosso	5 pz.
LLG09042894	Raccordi per capillari Ø est. 3,2mm, UNF 1/4" 28G, in PFA, neutro	5 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

