



Accessori per determinazione del COD

Behr

Accessori per determinazione del COD.



Code	Description	Packaging
LLG06060788	COD dispositivo raffreddamento ad aria	1 pz.
LLG06052520	Inserto-/telaio-superiore per CSB 12 E, tipo E 12/B	1 pz.
LLG06089904	Inserto-/telaio-superiore per CSB 24 E	1 pz.
LLG09920701	Inserto-/telaio-superiore per CSB 6 E	1 pz.
LLG06086631	Set ancorette magnetiche per RG, conf. da 12	12 pz.
LLG09843765	Buretta digitale DIT 50 per titolazione, 50 ml	1 pz.
LLG06060786	Vaso di reazione con NS 29, volume 175ml, scala marcata a 100 ml	1 pz.
LLG06060787	Vaso di reazione con adattatore, NS29, scala marcata a 100ml, collare PVDF	1 pz.
LLG09920711	Dispensatore universale	1 pz.
LLG09920712	Dispensatore universale	1 pz.
LLG06052521	Supporto per contenitore per inserto porta campione E 6/B, E 12/B, E 12/BV	1 pz.

