



Telecamera MOTICAM digitale CMOS, uso generale

Telecamera MOTICAM digitale CMOS, uso generale. Telecamera digitale Moticam per tutte le applicazioni. Alloggiamento compatto ed ergonomico, Eccezionale risoluzione del colore. Ideale per chi approccia la microscopia digitale a colori, scuole e laboratori. Uscita: USB 2.0 (cavo agganciabile), Scan progressivo, due interfacce. Fornita con due oculari accoppiatori con diametro variabile, obiettivo macro avvitabile, macrotubo, vetrino di calibrazione Motic 4-dot, Software Motic Images Plus 2.0 per PC (MI) a MAC. Sistema operativo: Windows XP e maggiore, Mac OSX.



Code	Description	Packaging
LLG06270864	Telecamera per microscopio, Tipo MOTICAM 10+, 10MP, sensore 1/2,3"CMOS	1 pz.
LLG06253608	Telecamera MOTICAM 1, risoluzione 1MP, formato del sensore 1/4"CMOS	1 pz.
LLG06284659	Telecamera per microscopio, Tipo MOTICAM 3+, 3MP, sensore 1/2"CMOS	1 pz.
LLG06282489	Telecamera per microscopio, Tipo MOTICAM 5+, 5MP, sensore 1/2,5"CMOS	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

