

**Agitatore magnetico per COD****Behr**

Agitatore magnetico per COD. L'agitatore magnetico regolabile in continuo per COD con 12 punti di agitazione è usato per miscelare i campioni durante il processo. Grazie alla propria struttura resistente all'acqua ed anche all'alimentatore e controllo esterno, que sto agitatore è adatto anche per uso sott'acqua.



Code	Description	Packaging
LLG06055561	Agitatore magnetico in serie per inserto E 12/B.	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

