

**Elevatore da laboratorio, alluminio anodizzato****Bochem**

Elevatore da laboratorio, alluminio anodizzato. Per chi vuole raggiungere il top! Nuovi design e costruzione: tecnologia a forbice migliorata con tolleranza ridotta. Manopola ergonomica, arrotondata e di facile utilizzo. Proprietà: tutti i modelli sono prodotti in conformità DIN 12897. Con il carico operativo distinguiamo tra il carico operativo differenziale dinamico (kg Max. Din) ed il carico massimo operativo statico (kg Max. Stat.) del tavolino elevatore. Queste norme sono conformi DIN 12897. I modelli più piccoli fino a 240 x 240mm (Tipo A) hanno una semplice ruota di regolazione, azionabile a mano. I modelli più grandi da 300 x 300mm (Tipo B) hanno una ruota speciale di regolazione, che si usa con il cric incluso.



Code	Description	Packaging
LLG09118975	Sollevatore, Tipo A, dim. 100x100x55 h mm, h max. 120 mm, 5 kg/10 kg	1 pz.
LLG09118979	Sollevatore, Tipo B, dim. 300x300x130 h mm, h max. 470 mm, 12 kg/60 kg	1 pz.
LLG09118976	Sollevatore, Tipo A, dim. 160x130x60 h mm, h max. 275 mm, 7 kg/30 kg	1 pz.
LLG09118977	Sollevatore, Tipo A, dim. 200x200x60 h mm, h max. 275 mm, 7 kg/30 kg	1 pz.
LLG09118978	Sollevatore, Tipo A, dim. 240x240x60 h mm, h max. 275 mm, 7 kg/30 kg	1 pz.
LLG09118970	Sollevatore, Tipo B dim. 400x400x130 h mm, h max. 470 mm, 15 kg/60 kg	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

