



Tuta protettiva Tritex® Pro bianca, Tipo 5/6

Tuta protettiva Tritex® Pro bianca, tipo 5/6. Indumento protettivo a tenuta di particelle e limitatamente a tenuta contro spray di prodotti chimici. Materiale a 3 strati SMS (spunbond-meltblown-spunbond), robusto e traspirante. Una membrana filtrante è compresa tra due resistenti strati esterni. Confortevole da indossare, questa tuta è una compagna piacevole e protettiva in molte aree di lavoro. Caratteristiche speciali sono il cappuccio, la striscia di copertura della cerniera, l'elemento posteriore in gomma e gli elementi in gomma ai polsi e alle caviglie. Cat. III/CE0321/Tipo 5/6. Tutte le tute sono confezionate singolarmente.



Code	Description	Packaging
LLG06266641	Tuta protettiva titrex® pro, taglia 3 (L)	5 pz.
LLG09413245	Tuta protettiva tritex light tipo 5/6, misura L	25 pz
LLG06262285	Tuta protettiva tritex light tipo 5/6, misura M	25 pz
LLG06266640	Tuta protettiva titrex® pro, taglia 2 (M)	5 pz.
LLG06266642	Tuta protettiva titrex® pro, taglia 4 (XL)	5 pz.
LLG09413246	Tuta protettiva tritex light tipo 5/6, misura XL	25 pz
LLG06266643	Tuta protettiva titrex® pro, taglia 5 (XXL)	5 pz.
LLG09413247	Tuta protettiva tritex light tipo 5/6, misura XXL	25 pz
LLG06266644	Tuta protettiva titrex® pro, taglia 6 (XXXL)	5 pz.
LLG09413248	Tuta protettiva tritex light tipo 5/6, misura XXXL	25 pz