

**Campionatore per surgelati con trivella, acciaio inossidabile****Bürkle**

Campionatore per surgelati con trivella, acciaio inossidabile. Adatto per prodotti surgelati nell'industria alimentare e sostanze semi-solide. Grazie alla robusta trivella cava, con corona di taglio affilata, si ricava un campione di sezione trasversale lungo fino a 20 cm.

- Acciaio inossidabile V4A (1.4404/1.4571)
- Sterilizzabile
- Adatto per alimenti



Code	Description	Packaging
LLG06236498	Campionatore per surgelati con trivella, acciaio inossidabile, Ø int. 16 mm, Ø est. 21 mm	1 pz
LLG07626965	Campionatore per surgelati con trivella acciaio inox Øint. 50mm, Øest. 54mm	1 pezzo



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

