

**Campionatore per surgelati con trivella, acciaio inossidabile****Bürkle**

Campionatore per surgelati con trivella, acciaio inossidabile. Adatto per prodotti surgelati nell'industria alimentare e sostanze semi-solidi. Grazie alla robusta trivella cava, con corona di taglio affilata, si ricava un campione di sezione trasversale lungo fino a 20 cm.

- Acciaio inossidabile V4A (1.4404/1.4571)
- Sterilizzabile
- Adatto per alimenti



Code	Description	Packaging
LLG06236498	Campionatore per surgelati con trivella, acciaio inossidabile, Ø int. 16 mm, Ø est. 21 mm	1 pz
LLG07626965	Campionatore per surgelati con trivella acciaio inox Øint. 50mm, Øest. 54mm	1 pezzo



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

