

**Essiccatori Mini Black / Mini Protect, policarbonato****BOLA**

Essiccatori Mini Black / Mini Protect, in policarbonato. Gli essiccatori Sicco sono destinati allo stoccaggio o essiccazione di prodotti sensibili all'umidità utilizzando gel di silice. La porta ermetica protegge il contenuto dalla contaminazione dell'atmosfera. L'ambiente controllato all'interno degli essiccatori è ideale per immagazzinare materiali di riferimento, portacampioni, provini metallografici, tabacco e DNA-campioni. Mini essiccatore Premium con 2 ripiani ed igrometro. Fondo con piedini in gomma antiscivolo.

Vantaggi del prodotto:

- Porta One Touch con guarnizione circolare
- Costruzione robusta
- Trasparente, armadio infrangibile in policarbonato
- Eccezionale visibilità a 360°
- Porta a cerniera con ampio angolo di apertura
- Leggero, trasportabile
- Impilabile
- Essiccante a portata di mano, contenitore richiudibile compreso nella fornitura
- Carico totale: 3 kg

Applicazioni: ideale per piccoli spazi, molto comodo.

Pannelli neri o arancioni, non trasparenti in policarbonato che riducono l'incidenza della luce e proteggono da radiazioni ultraviolette.



Code	Description	Packaging
LLG09042655	Essiccatori Mini Black Basic, est.221x214x183 mm int. 212x180x162 mm, 6,2 L	1 pz.
LLG09042656	Essiccatori Mini Protect Basic est.221x214x183mm int. 212x180x162mm, 6,2 L	1 pz.
LLG09042659	Essiccatori Mini Black Premium est.221x214x183mm int. 212x180x162mm, 6,2 L	1 pz.
LLG09042660	Essiccatori Mini Protect Premium est.221x214x183mm int.212x180x162mm, 6,2 L	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

