

**Omogenizzatore T 10 basic Ultra-Turrax®****IKA**

Omogenizzatore T 10 basic Ultra-Turrax®. Piccolo strumento dispersivo per volumi da 0,5 ml a 100 ml (H₂O). Offre una vasta gamma di velocità da 8000rpm a 30000rpm che consente agli utenti di lavorare ad alte velocità circonferenziali anche di piccolo diametro del rotore. Un'ampia scelta di utensili di dispersione garantisce una vasta gamma di applicazioni.- Attacchi rapidi per un facile ricambio degli utensili di dispersione - Ideale per il funzionamento manuale grazie alla sua leggerezza ed il design ergonomico- Estremamente mobile grazie alla linea di alimentazione diretta (non è richiesto il trasformatore)- L'acciaio inox per dispersione degli elementi può essere pulito facilmente e velocemente in quanto possono essere smontati senza attrezzi- Unità di dispersione monouso in plastica sono disponibili in due dimensioni, particolarmente adatte per l'analisi di PCR- L'unità ad alte prestazioni assicura immensa stabilità della velocità- Funzionamento silenzioso



Code	Description	Packaging
LLG09570940	Omogenizzatore T 10 basic ULTRA-TURRAX®	1 pz.
LLG09570941	Omogenizzatore T 10 basic S2 ULTRA-TURRAX® UK	1 pz.
LLG09570942	Omogenizzatore T 10 basic S3 ULTRA-TURRAX® CH	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

