

**Omogenizzatore T 18 digital Ultra-Turrax®****IKA**

Omogenizzatore T 18 digital Ultra-Turrax®. Strumento dispersore per volumi da 1 ml a 1500 ml (H₂O), con indicazione digitale della velocità. Offre una vasta gamma di velocità da 500 rpm a 25000 rpm che consente agli utenti di lavorare ad alte velocità circonferenziali anche con piccoli diametri del rotore. Un'ampia scelta di utensili di dispersione garantisce una vasta gamma di applicazioni.

- Display digitale della velocità
- Controllo elettronico della velocità
- Protezione elettronica da sovraccarico
- Dispersione elementi in acciaio inox che possono essere puliti rapidamente e facilmente
- Dispersione monouso in plastica sono disponibili in due dimensioni
- Visualizzazione del codice di errore
- Funzionamento silenzioso

Le testate di dispersione sono da ordinare separatamente.

Caratteristiche

Potenza del motore in ingresso/in uscita: 500W / 300W

Range di volume di lavoro (H₂O): da 1 ml a 1500 ml

Viscosità massima: 5000 mPas

Range di Velocità: da 500 rpm a 25000 rpm

Display di velocità: LED

Controllo velocità: continuo

Rumorosità: 75dB(A)

Estensione del braccio diam./lunghezza: 13 mm / 160 mm

Dimensioni (W x D x H): 87 x 106 x 271mm

Peso: 2,5 kg

Potenza fornita: 200-240 V, 50/60Hz

Classe di protezione DIN EN 60259: IP 20



Code	Description	Packaging
LLG09570943	Omogenizzatore T 18 digital ULTRA-TURRAX®	1 pz.
LLG09570944	Omogenizzatore T 18 digital S2 ULTRA-TURRAX® UK	1 pz.
LLG09570945	Omogenizzatore T 18 digital S3 ULTRA-TURRAX® CH	1 pz.
LLG09570946	Omogenizzatore T 18 digital ULTRA-TURRAX® Package	1 pz.
LLG09570947	Omogenizzatore T 18 digital S2 ULTRA-TURRAX® Package UK	1 pz.
LLG09570948	Omogenizzatore T 18 digital S3 ULTRA-TURRAX® Package CH	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

