

**Omogenizzatore T 25 digital Ultra-Turrax®****IKA**

Omogenizzatore T 25 digital Ultra-Turrax®. Strumento di dispersione ad elevate prestazioni per volumi da 1 a 2000 ml (H<sub>2</sub>O) con indicazione digitale della velocità. Offre una vasta gamma di velocità da 500 a 25000rpm che consente agli utenti di lavorare ad alte velocità circolari anche con piccolo diametro del rotore. Una vasta scelta di elementi di dispersione aggiunge versatilità. Le applicazioni variano da omogenizzare campioni di acque reflue, uso in reattori di laboratorio, attività di dispersione sotto vuoto / pressione e preparazione di campioni nella diagnostica medica.- Display digitale della velocità- Controllo elettronico della velocità- Protezione elettronica da sovraccarico- Dispersione elementi in acciaio inox che possono essere puliti rapidamente e facilmente- Dispersione monouso in plastica sono disponibili in due dimensioni- Visualizzazione del codice di errore- Funzionamento silenzioso



Code	Description	Packaging
LLG09570949	Omogenizzatore T 25 digital ULTRA-TURRAX®	1 pz.
LLG09570950	Omogenizzatore T 25 digital S2 ULTRA-TURRAX® UK	1 pz.
LLG09570951	Omogenizzatore T 25 digital S3 ULTRA-TURRAX® CH	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

