

**Omogenizzatore ad alta potenza T 50 digital Ultra-Turrax®****IKA**

Omogenizzatore ad alta potenza T 50 digital Ultra-Turrax®. Potente strumento di dispersione per i volumi da 0,25 a 30 litri (H₂O), con indicazione digitale della velocità. Offre una vasta gamma di velocità da 500 a 10000 rpm che consente agli utenti di lavorare ad alte velocità circonferenziali anche di piccolo diametro del rotore. Un'ampia scelta di utensili di dispersione garantisce una vasta gamma di applicazioni. Operazioni riproducibili grazie alla velocità costante anche con variazioni di viscosità.- Display digitale per velocità- Controllo elettronico della velocità- Protezione elettronica da sovraccarico- Dispersore elementi in acciaio inox che permette una rapida e facile pulizia- Avvio graduale- Visualizzazione del codice di errore



Code	Description	Packaging
LLG09570952	Omogenizzatore T 50 digital ULTRA-TURRAX®	1 pz.
LLG09570953	Omogenizzatore T 50 digital S2 ULTRA-TURRAX® UK	1 pz.
LLG09570954	Omogenizzatore T 50 digital S3 ULTRA-TURRAX® CH	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

