



Nastro sigillante PetriSeal / ContainerSeal

Nastro sigillante PetriSeal/ContainerSeal. Un nastro di tenuta ideale per Petri, micropiastre, coperchi, capsule e altri oggetti di laboratorio. Nastro allungabile, conforma e sigilla il perimetro irregolare delle micropiastre Petri. Nastro adesivo e resistente alla maggior parte dei solventi e agenti caustici. Sigilla e rimane moderatamente flessibile a temperature molto fredde, resiste ad esposizione intermittente a temperature di 100 ° C. Impermeabile.



Code	Description	Packaging
LLG09170057	Nastro sigillante PetriSeal, colore blu, largh. 13 mm ATTENZIONE! Ordine minimo 5 conf. o multipli di 5 conf.	1 pz
LLG09170058	Nastro sigillante PetriSeal, colore chiaro, largh. 13 mm, ATTENZIONE! Ordine minimo 5 pz o multipli di 5 pz	1 pz
LLG09170051	Nastro sigillante ContainerSeal,, colore rosso, largh. 19 mm ATTENZIONE! Ordine minimo 5 conf. o multipli di 5 conf.	1 pz
LLG09170059	Nastro sigillante PetriSeal, colore rosso, largh. 13 mm	1 pz
LLG09170052	Nastro sigillante ContainerSeal, colore bianco, largh. 19 mm	1 pz
LLG09170055	Nastro sigillante ContainerSeal, colore bianco, largh. 25 mm	1 pz
LLG09170060	Nastro sigillante PetriSeal, colore bianco, largh. 13 mm, ATTENZIONE! Ordine minimo 5 pz o multipli di 5 pz	1 pz
LLG09170053	Nastro sigillante ContainerSeal, colore giallo, largh. 19 mm ATTENZIONE! Ordine minimo 5 conf. o multipli di 5 conf.	1 pz
LLG09170061	Nastro sigillante PetriSeal, colore giallo, largh. 13 mm ATTENZIONE! Ordine minimo 5 conf. o multipli di 5 conf.	1 pz