



Data logger temperatura Testo 175 T3, include a immersione flessibile TC tipo K, certificato DAkkS, 2 canali

Testo

Data logger temperatura Testo 175 T3, include sonda per temperatura tipo K, certificato DAkkS, 2 canali.

Il datalogger di temperatura testo 175 T3 con due attacchi per sonde esterne a termocoppia è la soluzione ideale per rilevare in parallelo la temperatura in due diversi punti.

I valori di misura vengono memorizzati con sicurezza nel datalogger e rimangono così a disposizione per la successiva analisi e documentazione.

Sul grande display vengono visualizzati i valori di misura momentaneamente rilevati, le soglie impostate, i superamenti delle soglie, i valori min/max e l'autonomia residua della batteria.

- Software professionale con funzioni di esportazione in Excel per la programmazione dei data logger e l'analisi dei dati.
- Campo di misurazione della temperatura da -50 °C a +1000 °C.
- Comprensivo di supporto a parete.
- Archiviazione automatica dei valori misurati quando la batteria si scarica o durante la sostituzione della batteria.
- Trasmissione dei valori misurati tramite scheda di memoria SD.
- Visualizzazione del superamento dei valori limiti.

#### Caratteristiche

- Peso: 130 g;
- Dimensioni: 96 x 54 x 29 mm;
- Classe di protezione: IP65;
- Frequenza di misura: 10 s - 24 h;
- Tipo batteria: 3 x AAA batteria (AIMn o Energizer);
- Memoria: 1.000.000 valori di misura.



Code	Description	Packaging
LLG06268630	Data logger temperatura Testo 175 T3, include a immersione flessibile TC tipo K, certificato DAkkS, 2 canali	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

