

**Agitatore ad asta EUROSTAR 60 digital / 60 control****IKA****Agitatore ad asta EUROSTAR 60 digital / 60 control**

Forte agitatore da laboratorio per agitazione di quantità fino a 40 L (H₂O). Esso regola automaticamente la velocità tramite tecnologia controllata da microprocessore nel range da 0/30 a 2000 rpm. Circuiti di sicurezza installati assicurano lo spegnimento automatico in condizioni di anti-stallo o sovraccarico. Viene costantemente mantenuto il confronto tra la velocità dell'asta e quella desiderata e le variazioni vengono regolate automaticamente. Questo garantisce una velocità costante anche al variare della viscosità del campione.

EUROSTAR 60 digital:

- Display digitale della velocità
- Velocità regolabile infinitamente
- Aste di agitazione infilabili
- Protezione da sovraccarico
- Funzionamento sovraccarico per breve tempo
- Involucro sottile
- Funzionamento silenzioso
- Display codice di errore

EUROSTAR 60 control ha inoltre:

- Display multilingue TFT
- Funzioni programmabili
- Misura integrata della temperatura
- Funzionamento a intervalli
- Funzione Timer
- Circuito di sicurezza regolabile
- Funzione di blocco

Caratteristiche

- Quantità max. agitabile (H₂O): 40 L
- Viscosità massima: 50000 mPas
- Potenza motore assorbita/erogata

60 digital: 176 / 126 W

60 control: 168 / 131 W

- Range velocità: da 0/30 a 2000rpm



- Coppia massima al mandrino: 60 Ncm
- Display 60 digital: LED
- Display 60 control: TFT
- Range mandrino: da 0.5 a 10 mm
- Dimensioni (L x P x H) 60 digital: 86 x 208 x 248 mm
- Dimensioni (L x P x H) 60 control: 86 x 230 x 267 mm
- Classe di protezione DIN EN 60529

60 digital: IP 42

60 control: IP 40

- Alimentazione: 230V, 50/60Hz

EUROSTAR 60 control solo:

- Misura temperatura: PT 1000
- Range misura temperatura: da -10 a +350 °C

Code	Description	Packaging
LLG09816705	Agitatore ad asta EUROSTAR 60 control S 3 CH	1 pz.
LLG09816700	Agitatore ad asta EUROSTAR 60 digital	1 pz.
LLG09816703	Agitatore ad asta EUROSTAR 60 control	1 pz.
LLG09816701	Agitatore ad asta EUROSTAR 60 digital S 2 UK	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09816704	Agitatore ad asta EUROSTAR 60 control S 2 UK	1 pz.
LLG09816702	Agitatore ad asta EUROSTAR 60 digital S 3 CH	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

