



## Agitatore ad asta EUROSTAR 60 digital / 60 control

IKA

Agitatore ad asta EUROSTAR 60 digital / 60 control

Forte agitatore da laboratorio per agitazione di quantità fino a 40 L (H<sub>2</sub>O). Esso regola automaticamente la velocità tramite tecnologia controllata da microprocessore nel range da 0/30 a 2000 rpm. Circuiti di sicurezza installati assicurano lo spegnimento automatico in condizioni di anti-stallo o sovraccarico. Viene costantemente mantenuto il confronto tra la velocità dell'asta e quella desiderata e le variazioni vengono regolate automaticamente. Questo garantisce una velocità costante anche al variare della viscosità del campione.

### EUROSTAR 60 digital:

- Display digitale della velocità
- Velocità regolabile infinitamente
- Aste di agitazione infilabili
- Protezione da sovraccarico
- Funzionamento sovraccarico per breve tempo
- Involucro sottile
- Funzionamento silenzioso
- Display codice di errore

### EUROSTAR 60 control ha inoltre:

- Display multilingue TFT
- Funzioni programmabili
- Misura integrata della temperatura
- Funzionamento a intervalli
- Funzione Timer
- Circuito di sicurezza regolabile
- Funzione di blocco

### Caratteristiche

- Quantità max. agitabile (H<sub>2</sub>O): 40 L
- Viscosità massima: 50000 mPas
- Potenza motore assorbita/erogata

60 digital: 176 / 126 W

60 control: 168 / 131 W

- Range velocità: da 0/30 a 2000rpm
- Coppia massima al mandrino: 60 Ncm
- Display 60 digital: LED
- Display 60 control: TFT
- Range mandrino: da 0.5 a 10 mm
- Dimensioni (L x P x H) 60 digital: 86 x 208 x 248 mm
- Dimensioni (L x P x H) 60 control: 86 x 230 x 267 mm
- Classe di protezione DIN EN 60529

60 digital: IP 42

60 control: IP 40

- Alimentazione: 230V, 50/60Hz



EUROSTAR 60 control solo:

- Misura temperatura: PT 1000
- Range misura temperatura: da -10 a +350 °C

| Code        | Description                                  | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------|-----------|
| LLG09816705 | Agitatore ad asta EUROSTAR 60 control S 3 CH | 1 pz.     |
| LLG09816700 | Agitatore ad asta EUROSTAR 60 digital        | 1 pz.     |
| LLG09816703 | Agitatore ad asta EUROSTAR 60 control        | 1 pz.     |



| Code        | Description                                  | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------|-----------|
| LLG09816701 | Agitatore ad asta EUROSTAR 60 digital S 2 UK | 1 pz.     |
| LLG09816704 | Agitatore ad asta EUROSTAR 60 control S 2 UK | 1 pz.     |
| LLG09816702 | Agitatore ad asta EUROSTAR 60 digital S 3 CH | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

