

**Agitatore ad asta EUROSTAR 200 digital / 200 control****IKA**

Agitatore ad asta EUROSTAR 200 digital / 200 control. Agitatore da laboratorio estremamente potente per utilizzo in liquidi altamente viscosi e miscele intense di quantità fino a 100 L (H₂O). Regola automaticamente la velocità tramite tecnologia controllata da microprocessore nel range da 0/6 a 2000rpm (due range di velocità). Circuiti di sicurezza installati assicurano lo spegnimento automatico in condizioni di anti-stallo o sovraccarico. Viene costantemente mantenuto il confronto tra la velocità dell'asta e quella desiderata e le variazioni vengono regolate automaticamente. Questo garantisce una velocità costante anche al variare della viscosità del campione.

EUROSTAR 200 digital:

- Display digitale della velocità;
- Velocità regolabile infinitamente;
- Aste di agitazione infilabili;
- Protezione da sovraccarico;
- Funzionamento sovraccarico per breve tempo;
- Involucro sottile;
- Funzionamento silenzioso;
- Display codice di errore.

EUROSTAR 200 control ha inoltre:

- Display multilingue TFT;
- Controllo remoto staccabile;
- Funzioni programmabili;
- Misura integrata della temperatura;
- Funzionamento a intervalli;
- Funzione Timer;
- Circuito di sicurezza regolabile;
- Funzione di blocco.



Code	Description	Packaging
LLG09816717	Agitatore ad asta EUROSTAR 200 digital S 3 CH	1 pz.
LLG09816720	Agitatore ad asta EUROSTAR 200 control S 3 CH	1 pz.
LLG09816715	Agitatore ad asta EUROSTAR 200 digital	1 pz.
LLG09816718	Agitatore ad asta EUROSTAR 200 control	1 pz.
LLG09816716	Agitatore ad asta EUROSTAR 200 digital S 2 UK	1 pz.
LLG09816719	Agitatore ad asta EUROSTAR 200 control S 2 UK	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

