

**Campionatori DispoLadle LaboPlast/ SteriPlast, HDPE****Bürkle**

Campionatori DispoLadle LaboPlast® / SteriPlast®, HDPE. Il DispoLadle è una paletta per campionamento appositamente progettata per uso singolo. La paletta con scala in rilievo può essere impiegata per misurare. Essa mostra il contenuto con incrementi da 10 ml fino a 200 ml. Un manico ergonomico ed un becco da entrambi i lati per utilizzatori destri o mancini ne rende facile l'utilizzo.

- Manico ergonomico
- Prodotta in camera bianca
- Confezionata individualmente
- In opzione sterilizzata a raggi gamma



Code	Description	Packaging
LLG06284537	Campionatori DispoLadle, HDPE, standard , 200 ml, lungh. 500 mm	20 pz.
LLG06284538	Campionatori DispoLadle, HDPE, sterile, 200 ml, lungh. 500 mm	20 pz.
LLG06284539	Campionatori DispoLadle, HDPE, standard, 200 ml, lungh. 1000 mm	20 pz.
LLG06284540	Campionatori DispoLadle, HDPE, sterile, 200 ml, lungh. 1000 mm	20 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

