



Cuvette per fotometri

AQUALYTIC

Cuvette per fotometri.



Code	Description	Packaging
LLG09699240	Set di 10 cuvette tonde con coperchio, Ø16 mm	10 pz.
LLG06230635	Set di 5 cuvette rotonde con coperchio , Ø 24 mm	5 pz.
LLG09699243	Anello di tenuta per cuvette, Ø 24mm	12 pz.
LLG09699228	Adattatore, grigio, per cuvette Ø13mm	1 pz.
LLG09699226	Adattatore, grigio, per cuvette Ø16mm	1 pz.
LLG09699231	Set di 12 cuvette tonde con coperchio, Ø24 mm	12 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

