

**Bilance analitiche Entris® II****Sartorius****Bilance analitiche Entris® II**

L'evoluzione della serie di bilance Entris®. L'ampio portafoglio offre il modello giusto per ogni attività di pesatura. Con molte funzioni utili per efficienza e precisione in laboratorio. Qualità "Made in Germany".

- I moderni sensori garantiscono tempi di stabilizzazione molto rapidi
- Funzione di calibrazione e regolazione interna automatica (isoCAL) per tutti i modelli "i"
- Piattoforma di pesatura in acciaio inossidabile
- Ottima leggibilità e operatività con display touch ibrido
- Rilevamento automatico degli accessori Sartorius collegati
- Trasferimento diretto dei dati a PC collegati con interfaccia USB-C e RS232, senza necessità di software aggiuntivo
- 12 applicazioni integrate con protocollo conforme GLP/GMP
- Facili da pulire, elevata resistenza chimica
- Interfaccia multilingue

Elevato spazio di pesata, facile accesso alla piattaforma di pesata attraverso porte laterali e porta scorrevole superiore. Vetrinetta antivento appositamente rivestita contro la carica elettrostatica.

Tutti i modelli sono disponibili anche in versione ufficialmente calibrata per UE/Francia.

La fornitura include: Bilancia analitica, alimentatore, copertina di protezione per display

Caratteristiche

Leggibilità: 0.1 mg

Riproducibilità:

Linearità: ± 0.1 mg

$\pm 0,06$ mg

Piatto di pesata: \varnothing 90 mm

Altezza spazio di pesata: 240 mm

Dimensioni (L x P x H): 219 x 317 x 345 mm

Peso: 6.2 kg

Alimentazione: 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
LLG04669109	Analytical balance Entris II BCE124-1S	1 pz
LLG04669112	Bilance analitiche Entris® II, Tipo BCE124i-1S, Portata 0,0001 ... 120 g	1 pz
LLG04669125	Analytical balance Entris II BCE224-1S	1 pz
LLG04669128	Bilance analitiche Entris® II, Tipo BCE224i-1S, Portata 0,0001 ... 220 g	1 pz
LLG04669165	Analytical balance Entris II 60g/0.1mg	1 pz
LLG04669168	Analytical balance 60g/0.1mg intern cal	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

