

**LLG Termometro Min/Max con sensore esterno****LLG Labware**

LLG Termometro Min/Max con sensore esterno. Termometro digitale con sensore esterno.- Display LCD a due livelli- Range di misura della temperatura da -50°C a +70°C- Risoluzione display 0.1°C- Accuratezza $\pm 1^\circ\text{C}$ - Dimensioni 110 x 70 x 20mm- Dimensioni display 40 x 30 mm- Incluse batterie AAA 1.5 V- Lunghezza del cavo 190cm



Code	Description	Packaging
LLG09243165	Termometro Min/Max con sensore esterno	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

