

**Provette per microcentrifuga, con coperchio di chiusura****BRAND****Provette per microcentrifuga, con coperchio di chiusura**

Queste nuove provette per microcentrifuga da 0,5, 1,5 e 2,0 ml sono disponibili con un coperchio di chiusura aggiuntivo per raggiungere una speciale sigillatura effettiva e per prevenire aperture accidentali.

- Autoclavabili a 121°C (2 bar), conformi DIN EN 285
- Centrifugabili fino a 20000xg
- Prive di RNase, DNase, DNA ed endotossine
- Prodotte in camera bianca, ISO 14 644-1, Classe 8
- Prodotte con polipropilene di alta qualità, grado medicale
- Suddivisioni per leggere il volume appropriato
- Spazio satinato per etichetta su coperchio e provetta



Code	Description	Packaging
LLG06257318	Provette per microcentrifuga, con tappo vincolato e linguetta per chiusura ermetica, Capacità 1.5 ml, Ø 12,8 mm, Altezza 38,8 mm	1000 pz
LLG06266733	Provette per microcentrifuga, con coperchio di chiusura, Capacità 0.5 ml, Ø 10,0 mm, Altezza 30,0 mm	500 pz
LLG06266734	Provette per microcentrifuga, con coperchio di chiusura, Capacità 2.0 ml, Ø 12,8 mm, Altezza 40,0 mm, max 20000 RCF	500 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

