

**Semimaschere, X-plore® 3300, set chimica****Dräger**

Semimaschere, X-plore® 3300, set chimica. Connessione a baionetta semplice e sicura. Un connettore unico a baionetta a due punti per collegare entrambi i filtri alla maschera utilizzando la stessa tecnica. Design compatto, a basso profilo. La speciale posizione dei filtri garantisce un ampio campo visivo libero da ostacoli e assicura il massimo comfort per l'utilizzo sotto le visiere protettive. Materiali di alta qualità che forniscono, quando indossati, estrema comodità. Innovativo sistema di cinghie a strappo, guida-X. Cinghie trasversali assicurano una distribuzione uniforme del peso. Set per chimica composto da semimaschera e 2 filtri.



Code	Description	Packaging
LLG07626542	Semimaschere X-plore 3300 M, A1B1E1K1 Hg P3 R D	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

