

**Bilance di precisione Entris® II con vetrinetta antivento quadrata**

L'evoluzione della serie di bilance Entris®. L'ampio portafoglio offre il modello giusto per ogni attività di pesatura. Con molte funzioni utili per efficienza e precisione in laboratorio. Qualità "Made in Germany".

- I moderni sensori garantiscono tempi di stabilizzazione molto rapidi
- Funzione di calibrazione e regolazione interna automatica (isoCAL) per tutti i modelli "i"
- Piattaforma di pesatura in acciaio inossidabile
- Ottima leggibilità e operatività con display touch ibrido
- Rilevamento automatico degli accessori Sartorius collegati
- Trasferimento diretto dei dati a PC collegati con interfaccia USB-C e RS232, senza necessità di software aggiuntivo
- 12 applicazioni integrate con protocollo conforme GLP/GMP
- Facili da pulire, elevata resistenza chimica
- Interfaccia multilingue

Elevato spazio di pesata, facile accesso alla piattaforma di pesata attraverso porte laterali e porta scorrevole superiore. Vetrinetta antivento appositamente rivestita contro le cariche elettrostatiche.

Tutti i modelli sono disponibili anche in versione ufficialmente calibrata per UE/Francia.

**La fornitura include:** bilancia di precisione, alimentatore, copertina di protezione per display  
**Caratteristiche**

- Leggibilità: 1 mg
- Riproducibilità:
- Linearità:  $\pm 1$  mg
- $\pm 0.6$  mg
- Piatto di pesata:  $\varnothing$  120 mm
- Altezza spazio di pesata: 240 mm
- Dimensioni (L x P x H): 219 x 317 x 345 mm
- Peso: 6.3 kg
- Alimentazione: 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG04669124	Bilance di precisione Entris® II con vetrinetta antivento quadrata, Tipo BCE223i-1S, Portata 220 g	1 pz
LLG04669133	Bilance Entris® II con vetrinetta antivento quadrata BCE323-1S, 320 g	1 pz
LLG04669136	Bilance di precisione Entris® II con vetrinetta antivento quadrata, Tipo BCE323i-1S, Portata 320 g	1 pz
LLG04669144	Bilance Entris® II con vetrinetta antivento quadrata BCE423i-1S, 420 g	1 pz
LLG04669164	Bilance Entris® II con vetrinetta antivento quadrata, BCE623i-1S, 620 g	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

