

**Sacchetti di campionamento Whirl-Pak®, PE, sterili****Nasco**

Sacchetti di campionamento Whirl-Pak®, PE, sterili. I sacchetti Whirl-Pak® sono sacchetti sterili da laboratorio in polietilene utilizzati per trasportare campioni per test biologici e altre applicazioni. Con o senza striscia scrivibile. I sacchetti non dovrebbero essere utilizzati a temperature superiori ad 82°C. Possono essere congelati ad ogni temperatura, perfino in azoto liquido sotto a -210°C (maneggiare con cura dopo il congelamento).



| Code        | Description                                                                                                                                              | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06286123 | Sacchetti per campioni Whirl-Pak®, PE, sterili, Volume nominale 207 ml, Dimensioni (Prof. x Lungh.) 95 x 180 mm, Spessore 0,064 mm, con banda scrivibile | 500 pz    |
| LLG06228639 | Sacchetto sterile, 720 ml, spess. 0,076mm, dim.150x230mm, senza etichetta                                                                                | 500 pz    |
| LLG06257989 | Sacchetti Whirl-Pak, sterili, etichetta, 5441ml, 380x508mm, Spess.0,102mm                                                                                | 100 pz.   |
| LLG06266305 | Sacchetti Whirl-Pak, sterili, 3637ml, 254x508mm, .0,102mm, con etichetta                                                                                 | 250 pz.   |
| LLG06091055 | Sacchetto Whirl-Pak, 75x125mm, senza etichetta, sterile, 60ml                                                                                            | 500 pz.   |
| LLG06242083 | Sacchetto Whirl-Pak, 150x230 mm, con etichetta, sterile, 710 ml                                                                                          | 500 pz.   |
| LLG06266304 | Sacchetto Whirl-Pak, 254x380 mm, con etichetta, sterile, 2720 ml                                                                                         | 250 pz.   |
| LLG07058005 | Sacchetto sterile, 60 ml, spess. 0,057mm, dim.75x125mm, con etichetta                                                                                    | 500 pz    |
| LLG07058120 | Sacchetto sterile, 540 ml, spess. 0,064mm, dim.115x230mm, con etichetta                                                                                  | 500 pz    |
| LLG07077212 | Sacchetto sterile, 120 ml, spess. 0,057mm, dim.75x185mm, con etichetta                                                                                   | 500 pz    |
| LLG07080208 | Sacchetto sterile, 30 ml, spess. 0,057mm, dim.65x125mm, con etichetta                                                                                    | 500 pz    |
| LLG06266302 | Sacchetto Whirl-Pak, 150x380 mm, senza etichetta, sterile, 1240 ml                                                                                       | 500 pz.   |
| LLG06305117 | Sacchetto sterile, 2070 ml, spess. 0,076mm, dim.190x380mm, con etichetta                                                                                 | 500 pz    |
| LLG07981345 | Sacchetto Whirl-Pak, 95x180 mm, senza etichetta, sterile, 207 ml                                                                                         | 500 pz.   |
| LLG09404234 | Sacchetto sterile, 120 ml, spess. 0,057mm, dim.75x185mm, senza etichetta                                                                                 | 500 pz    |
| LLG09404235 | Sacchetto sterile, 540 ml, spess. 0,064mm, dim.115x230mm, senza etichetta                                                                                | 500 pz    |
| LLG09404236 | Sacchetto sterile, 1080 ml, spess. 0,076mm, dim.125x380mm, senza etichetta                                                                               | 500 pz    |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

