

**Sacchetti di campionamento Whirl-Pak®, PE, sterili****Nasco**

Sacchetti di campionamento Whirl-Pak®, PE, sterili. I sacchetti Whirl-Pak® sono sacchetti sterili da laboratorio in polietilene utilizzati per trasportare campioni per test biologici e altre applicazioni. Con o senza striscia scrivibile. I sacchetti non dovrebbero essere utilizzati a temperature superiori ad 82°C. Possono essere congelati ad ogni temperatura, perfino in azoto liquido sotto a -210°C (maneggiare con cura dopo il congelamento).



Code	Description	Packaging
LLG06286123	Sacchetti per campioni Whirl-Pak®, PE, sterili, Volume nominale 207 ml, Dimensioni (Prof. x Lungh.) 95 x 180 mm, Spessore 0,064 mm, con banda scrivibile	500 pz
LLG06228639	Sacchetto sterile, 720 ml, spess. 0,076mm, dim.150x230mm, senza etichetta	500 pz
LLG06257989	Sacchetti Whirl-Pak, sterili, etichetta, 5441ml, 380x508mm, Spess.0,102mm	100 pz.
LLG06266305	Sacchetti Whirl-Pak, sterili, 3637ml, 254x508mm, .0,102mm, con etichetta	250 pz.
LLG06091055	Sacchetto Whirl-Pak, 75x125mm, senza etichetta, sterile, 60ml	500 pz.
LLG06242083	Sacchetto Whirl-Pak, 150x230 mm, con etichetta, sterile, 710 ml	500 pz.
LLG06266304	Sacchetto Whirl-Pak, 254x380 mm, con etichetta, sterile, 2720 ml	250 pz.
LLG07058005	Sacchetto sterile, 60 ml, spess. 0,057mm, dim.75x125mm, con etichetta	500 pz
LLG07058120	Sacchetto sterile, 540 ml, spess. 0,064mm, dim.115x230mm, con etichetta	500 pz
LLG07077212	Sacchetto sterile, 120 ml, spess. 0,057mm, dim.75x185mm, con etichetta	500 pz
LLG07080208	Sacchetto sterile, 30 ml, spess. 0,057mm, dim.65x125mm, con etichetta	500 pz
LLG06266302	Sacchetto Whirl-Pak, 150x380 mm, senza etichetta, sterile, 1240 ml	500 pz.
LLG06305117	Sacchetto sterile, 2070 ml, spess. 0,076mm, dim.190x380mm, con etichetta	500 pz
LLG07981345	Sacchetto Whirl-Pak, 95x180 mm, senza etichetta, sterile, 207 ml	500 pz.
LLG09404234	Sacchetto sterile, 120 ml, spess. 0,057mm, dim.75x185mm, senza etichetta	500 pz
LLG09404235	Sacchetto sterile, 540 ml, spess. 0,064mm, dim.115x230mm, senza etichetta	500 pz
LLG09404236	Sacchetto sterile, 1080 ml, spess. 0,076mm, dim.125x380mm, senza etichetta	500 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

