

**Misuratore multiparametrico AL15****AQUALYTIC**

Misuratore multiparametrico AL15. Ossigeno disciolto / Concentrazione di O<sub>2</sub> in mg / l / Conducibilità / TDS / pH / Redox / Temperatura. AL15 combina le caratteristiche di diverse misure elettrochimiche. È progettato per il funzionamento multiuso e misure di pH / Redox, ossigeno disciolto e conducibilità / TDS. AL15 incorpora un'interfaccia utente intuitiva, di grandi dimensioni, di facile lettura e viene fornito con una pratica valigetta robusta con elettrodi, soluzione tampone ed accessori.

**Specifiche**

Range di misura pH: 0-14pH

ORP: -1999 / +1999mV

Conducibilità: 0 / 200.0µS; 0.2 / 2.000mS; 2 / 200.0mS

TDS: 0 / 132,000 ppm

Temperatura: 0 / +60°C o +32 / +140°F

Ossigeno: 0 / 20,0mg/l; 0 / 100.0% in aria

Display: ampio display LCD con regolazione del contrasto

Alimentatore: batteria DC 1.5V (UM3, AA) x 4 PC o adattatore DC 9V



Code	Description	Packaging
LLG06241474	Misuratore multiparametrico AL15 pH/Con/Oxi	1 pz.
LLG06241983	Misuratore multiparametrico AL15 pH/Con	1 pz.
LLG06256805	Misuratore multiparametrico AL15 pH/Oxi	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

