

**Sistema blocco di reazione universale per agitatori magnetici****LLG Labware**

Sistema blocco di reazione universale per agitatori magnetici. Alternativa universale ai bagni ad olio. Il blocco di reazione consente di effettuare sintesi in palloni tondi a temperature fino a 250°C. Utilizzando questo sistema, l'olio impiegato come mezzo per il trasferimento di calore, diventa inutile ed il laboratorio diventa un luogo più sicuro. Il blocco di reazione garantisce sicurezza prevenendo il surriscaldamento di bagni ad olio e mantelli riscaldanti in laboratorio. Si elimineranno i rischi dovuti alla raccolta dell'olio versato durante il cambio dell'olio stesso o durante la rimozione dei palloni dai bagni ad olio. E' garantita inoltre l'agitazione uniforme perchè non si hanno interferenze sul campo magnetico da parte dei blocchi in alluminio. Questo sistema assicura un ottimo trasferimento di calore dalla piastra riscaldante direttamente nel campione. Modello Universale. Per piastre rotonde con diametro da 135 a 145mm. Con piatto adattatore per tutte le piastre quadrate con lunghezza min. lato 145mm. I blocchi di reazione sono disponibili in sei misure standard. Gli adattatori forniti consentono l'impiego sia con agitatori magnetici IKA che Heidolph. Sintesi in palloni tondi senza bagno ad olio fino a 250°C. Miscelazione uniforme e costante. Conduzione termica di alta precisione direttamente nel blocco di reazione. Lavoro sicuro e pulito. Made in Germany.



Code	Description	Packaging
LLG09728897	Sistema universale blocco di reazione 1000ml	1 pz
LLG09728891	Sistema universale blocco di reazione 100ml	1 pz
LLG09728898	Sistema universale blocco di reazione 2000 ml	1 pz.
LLG09728892	Sistema universale blocco di reazione 250ml	1 pz
LLG09728893	Sistema universale blocco di reazione 500ml	1 pz
LLG09728890	Sistema universale blocco di reazione 50ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

