

**Sacchetto per campionamento autoportante Whirl-Pak®, PE, sterile****Nasco**

Sacchetto per campionamento Whirl-Pak®, PE, sterile, auto-portante. I sacchetti Whirl-Pak® Stand-Up rendono la manipolazione e l'analisi più semplice. Consentono all'utilizzatore di usare entrambe le mani perché stanno in piedi completamente da soli. Non sono necessari né rack né altri supporti per tenere diritto il sacchetto. Quando si introduce il campione, il fondo speciale a soffietto si flette, consentendo al sacchetto di auto-sorreggersi, funzionando come un bicchiere o una bottiglia, ma: è più economico, è sterilizzato, non si rompe e utilizza meno spazio di conservazione degli altri contenitori. La striscia bianca, facilmente scrivibile, rende più facile e conveniente l'identificazione del campione. I sacchetti non devono essere utilizzati a temperature superiori a 82°C. I sacchetti possono essere congelati a qualsiasi temperatura, anche in azoto liquido sotto i -210°C (attenzione alla manipolazione dopo il congelamento).



Code	Description	Packaging
LLG09404231	Sacchetto sterile, 120ml, spess. 0,064mm, 75x185mm, con etichetta, stand-up	500 pz
LLG07970886	Sacchetti per campioni Whirl-Pak® Stand-Up, PE, sterili, auto-portanti, Volume nominale 1242 ml, Dimensioni (Prof. x Lungh.) 150 x 380 mm, Spessore 0,102 mm	250 pz
LLG09404232	Sacchetto sterile, 540ml, spess.0,076mm, 115x230mm, con etichetta, stand-up	500 pz
LLG06260542	Sacchetto Whirl-Pak, 125x380 mm, con etichetta, sterile, 1065 ml	250 pz.
LLG06266303	Sacchetto Whirl-Pak, 150x230 mm, con etichetta, sterile, 710 ml	500 pz.
LLG06260543	Sacchetto Whirl-Pak, 190x380 mm, con etichetta, sterile, 2041 ml	250 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

