



Sacchetto di campionamento / omogeneizzazione Whirl-Pak®, PE, sterile

Nasco

Sacchetto di campionamento / omogeneizzazione Whirl-Pak®, PE, sterile -
sacchetti sterili, solidi, per l'omogeneizzazione di liquidi e solidi - con e senza
etichetta.



Code	Description	Packaging
LLG07059854	Sacchetto sterile, 720ml, spess. 0,102mm, 150x230mm, con etichetta	500 pz
LLG07059855	Sacchetto sterile, 1650ml, spess. 0,102mm, 190x300mm, con etichetta	500 pz
LLG06052018	Sacchetto sterile, 390ml, spess. 0,076mm, 130x190mm, senza etichetta	500 pz
LLG09404233	Sacchetto sterile, 720ml, spess. 0,102mm, 150x230mm, senza etichetta	500 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

