

**Portaprovette micro (1.5ml), PP****Kartell**

Portaprovette micro (1.5ml), PP. A due piani, disponibili in quattro diversi colori. Questi supporti versatili sono autoclavabili e possono essere utilizzati a secco, in bagni ad acqua o in freezer. Ogni portaprovette è dotato di griglia alfanumerica stampata in rilievo, per una facile identificazione del campione. Può accomodare 100 provette da 1,5 ml con tappo chiuso o senza tappo e 50 provette da 1,5 ml con tappo aperto. I portaprovette sono sovrapponibili anche con le provette inserite e sono dotati di un apposito spazio per etichette su entrambi i lati (per codici a barre ecc.).



Code	Description	Packaging
LLG06225714	Portaprovette micro (1,5ml), posti 100, dim.263x112x85 h mm, blu	1 pz
LLG06226179	Portaprovette micro (1,5ml), posti 100, dim.263x112x85 h mm, grigio	1 pz
LLG06238141	Portaprovette micro (1,5ml), posti 100, dim.263x112x85 h mm, giallo	1 pz
LLG06401579	Portaprovette micro (1,5ml), posti 100, dim.263x112x85 h mm, rosso	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

