

**Forni a muffola fino a 1300/1100 °C****SNOL**

Forni ad alta temperatura, fino a 1100 °C, con camera isolata i fibra di vetro.
Adatti per applicazioni nell'industria, scienza e medicina.

- Piastra inferiore in ceramica
- Comandi facilmente accessibili nella presa
- Tempi di riscaldamento rapidi
- Alloggiamento del forno in metallo verniciato a polvere
- Buona stabilità della temperatura
- Risparmio energetico
- Modelli con controller Omron E5CC: tempo e temperatura impostabili
- Modelli con controller Omron E5CC-T: 8 programmi memorizzabili
- Alimentazione: 230V/50 Hz



Code	Description	Packaging
LLG04669204	Muffola SNOL 8.2/1100 LSM01, 8 L, Dim. int.(LxPxH) 195x310x135 mm	1 pz
LLG04669205	Muffola SNOL 8.2/1100 LZM01, 8 L, Dim. int.(LxPxH) 195x310x135 mm	1 pz
LLG04669222	Muffola SNOL 8.2/1100 LSM01, 8 L, Dim. int.(LxPxH) 195x310x135 mm	1 pz
LLG04669223	Muffola SNOL 8.2/1100 LZM01, 8 L, Dim. int.(LxPxH) 195x310x135 mm	1 pz
LLG04669208	Forni a muffola, fino a 1100 °C, SNOL 39/1100 LHM01, 39 litri, apertura della porta: sopra, dim. Int. 320 x 495 x 230 mm, dim. Est. 655 x 890 x 740 mm	1 pz
LLG04669209	Forni a muffola, fino a 1300 °C, SNOL 6.7/1300 LSM01, 7 litri, dim. Int. 145 x 310 x 135 mm, dim. Est. 445 x 575 x 525 mm	1 pz
LLG04686931	Forni a muffola, fino a 1300 °C, SNOL 10/1300 LSM01, 10 litri, apertura laterale della porta, dim. Int. 190 x 335 x 170 mm, dim. Est. 500 x 710 x 560 mm	1 pz
LLG04669203	Muffola SNOL 8.2/1100 LHM01, 8 L, Dim. int.(LxPxH) 195x310x135 mm	1 pz
LLG04669221	Muffola SNOL 8.2/1100 LHM01, 8 L, Dim. int.(LxPxH) 195x310x135 mm	1 pz
LLG04669202	Muffola SNOL 3/1100 LHM01, 3 L, Dim. int.(LxPxH) 120x200x105 mm	1 pz
LLG04669206	Muffola SNOL 13/1100 LHM01, 13 L, Dim. int.(LxPxH) 220x335x170 mm	1 pz
LLG04669207	Muffola SNOL 22/1100 LHM01, 22 L, Dim. int.(LxPxH) 280x500x160 mm	1 pz
LLG04669220	Muffola SNOL 3/1100 LHM01, 3 L, Dim. int.(LxPxH) 120x200x105 mm	1 pz
LLG04669224	Muffola SNOL 13/1100 LHM01, 13 L, Dim. int.(LxPxH) 220x335x170 mm	1 pz
LLG04669225	Muffola SNOL 22/1100 LHM01, 22 L, Dim. int.(LxPxH) 280x500x160 mm	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

