

**Filtri a siringa NY, nylon/poliammide****LLG Labware**

Filtri a siringa NY, nylon/poliammide. Filtri per siringa appositamente progettati per fornire una filtrazione efficiente per un'ampia varietà di fluidi, solventi, soluzioni acquose o inorganiche. Coprono molte applicazioni in HPLC, laboratori farmaceutici, biotecnologici e per test su alimenti e bevande. Esterno iniettato in polipropilene o MABS. Filtri per siringa multifunzionali con connessione Luer-Lock femmina / Luer-Lock maschio o connessione Luer Slip maschio, a seconda delle applicazioni. Non sterili. Superiore stabilità alla pressione. Facili da identificare grazie alla codifica colore o alla stampa. La membrana in nylon/poliammide è piuttosto idrofilica: raccomandata per filtrazione di liquidi acquosi e organico-acquosi mediamente polari. Eccellente compatibilità chimica con esteri, basi e alcoli.



Code	Description	Packaging
LLG09055520	Filtro per siringa NY, Ø 13 mm, pori 0,20 µm, naturale, non sterile	500 pz
LLG09055522	Filtro per siringa NY, Ø 13 mm, pori 0,45 µm, naturale, non sterile	500 pz
LLG06285707	Filtri a siringa NY, Nylon/Poliammide, sterile, Ø 25 mm, pori 0,20 µm	50 pz.
LLG06285708	Filtri a siringa NY, Nylon/Poliammide, sterile, Ø 25 mm, pori 0,45 µm	50 pz.
LLG09055521	Filtro per siringa NY, Ø 25 mm, pori 0,20 µm, naturale, non sterile	500 pz
LLG09055523	Filtro per siringa NY, Ø 25 mm, pori 0,45 µm, naturale, non sterile	500 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

