

**Mulino a secco, Polymix® Px - MFC 90 D****KINEMATICA**

Mulino a secco, Polymix® Px - MFC 90 D. Il PX-MFC 90 D è adatto per la macinazione di campioni a secco in laboratorio. È possibile cambiare il martello e i set da taglio Mill.

- Il dispositivo di rettifica lama viene utilizzato per la lavorazione di materiali secchi, filanti, fibrosi e senza grasso. Applicazione: legno, paglia, carne secca senza grasso, pelle, carta, carbone, sintetico ed altro.

- Il dispositivo di rettifica martello è usato per il trattamento di materiali secchi, fragili e senza grasso. Applicazione: cereali secchi, fagioli secchi, ossa, pietra, ceramica ecc.

- Setacci 0,2 mm fino a 6 mm di diametro

- Volume tramoggia di 300 mL

- Se la porta viene aperta durante il funzionamento per qualsiasi motivo, il motore viene arrestato.

Specifiche

Setacci: 0,2, 0,5, 0,8, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm

Potenza interna del motore: 1000 W

Range di velocità: continua fino a 6000 min-1

Dimensioni (L x W x H) 251 x 325 x 480 mm

Testato secondo: IEC/EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 IEC/EN 61010-2-51



Code	Description	Packaging
LLG06241371	Mulino a secco Polymix PX-MFC 90 D, attacco per martello da macinazione	1 pz
LLG06258266	Mulino a secco POLYMIX®PX-MFC90D, CH	1 pz.
LLG06258267	Mulino a seccoPOLYMIX®PX-MFC90D, CH	1 pz.
LLG04013109	Setaccio, 0.5 mm	1 pz.
LLG04013110	Setaccio, 0.8 mm	1 pz.
LLG04013111	Setaccio, 1.5 mm	1 pz.
LLG04013112	Setaccio, 2.0 mm	1 pz.
LLG04013113	Setaccio, 3.0 mm	1 pz.
LLG04013114	Setaccio, 4.0 mm	1 pz.
LLG04013115	Setaccio, 5.0 mm	1 pz.
LLG04013116	Setaccio, 5.0 mm	1 pz.
LLG06258232	Accessorio di macinazione a martello per PX-MFC 90	1 pz.
LLG06261186	Setaccio, 1.0 mm	1 pz.
LLG07980251	Setaccio, 0.2 mm	1 pz.
LLG09571495	Attacco per lama di macinazione per PX-MFC 90 D	1 pz
LLG06252048	Mulino a secco POLYMIX®PX-MFC90D EU, 50/6000giri/min, granul.finale 0,200mm	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

