



Omogenizzatore, Polytron® PT 1200 E

Omogenizzatore, Polytron® PT 1200 E. Questo omogenizzatore palmare è l'ideale per una rapida elaborazione di piccole quantità di campioni e volumi, per esempio in Life Science o genetica. Volume di applicazione: da 0,05 a 250ml- Partenza delicata che evita schizzi di omogeneizzato dal contenitore del campione- Velocità di punta fino a 12 m / s- Design ergonomico e vari modelli di aggregati per dispersione in un design facile da pulire Applicazioni:- Applicazioni di omogenizzazione generali (dispersione ed emulsione)- Preparazione del campione per la successiva estrazione di agenti farmaceutici (API)- Rottura delle cellule, DNA / RNA isolamento dal tessuto- Dispersione di piccoli quantitativi di vegetali, animali o tessuti umani Si prega di ordinare separatamente gli utensili di agitazione



Code	Description	Packaging
LLG06258268	Omogenizzatore, manuale, POLYTRON PT 1200 E, con spina CH	1 pz.
LLG09571492	Omogenizzatore PT 1200 E, 230V (con EU-plug)	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

