



Omogenizzatore, Polytron® PT 1200 E

Omogenizzatore, Polytron® PT 1200 E. Questo omogenizzatore palmare è l'ideale per una rapida elaborazione di piccole quantità di campioni e volumi, per esempio in Life Science o genetica. Volume di applicazione: da 0,05 a 250ml- Partenza delicata che evita schizzi di omogeneizzato dal contenitore del campione- Velocità di punta fino a 12 m / s- Design ergonomico e vari modelli di aggregati per dispersione in un design facile da pulire Applicazioni:- Applicazioni di omogenizzazione generali (dispersione ed emulsione)- Preparazione del campione per la successiva estrazione di agenti farmaceutici (API)- Rottura delle cellule, DNA / RNA isolamento dal tessuto- Dispersione di piccole quantità di vegetali, animali o tessuti umani Si prega di ordinare separatamente gli utensili di agitazione



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06258268 | Omogenizzatore, manuale, POLYTRON PT 1200 E, con spina CH | 1 pz. |
| LLG09571492 | Omogenizzatore PT 1200 E, 230V (con EU-plug) | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

